


2000082800

ACIDO SULFURICO Solución 0,02 N (0,01 mol/L)

--- | --- | --- | EINECS 231-639-5



DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000082808	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título a 25°C	0,02000 N ± 0,00040