



2000110500

EOSINA AMARILLENTA (Solución al 0,5% P/V)

--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/eosina-amarillenta-05-p-v-x-1000-ml-1105-t8uni/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000110508	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color anaranjado a rosa
? máx.	515-518 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,20-1,77