

2000111200

SOLUCION B (Repuesto para Color Fast Kit) (Solución)

--- / --- / --- / ---



DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/solucion-b-repuesto-color-fast-x-1000-ml-1112-iobuc/>

DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000111208 | 1 000 mL | PEAD | En stock |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis | Especificación |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Aspecto | Líquido color azul oscuro |
| pH | 6,6-7,4 |
| Densidad | 1,010-1,030 |
| ? máx. | 650-665 nm |
| Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15) | 1,10-1,50 |