

2000120100

## HISTOPLAST® WAX (Pellets) PF 56-58 °C

--- | CAS [8002-74-2] | --- | EINECS 232-315-6



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Parafina con aditivos para uso histológico

### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** Insoluble en agua.

**Punto de Fusión:** 56-58°C

**Punto de Ebullición:** 350°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/parafina-histoplast-wax-pf-56-58-c-1201-hqrlw/>

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000120109	5 Kg	PEAD	En stock
2000120159	1 000 g	Doy Pack	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Lentejas blancas
Punto de fusión	56-58°C
Impregnación	Cumple
Corte	Cumple
Desparafinado	Cumple