

2000120400

## CRYOPLAST® (Medio de Montaje para congelación)

--- / --- / --- / ---



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** GEL PARA CRIOSTATO DE CONGELACION, Medio de Montaje para congelación, MEDIO DE INLCUSION OCT, MEDIO DE INLC

### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/cryoplast-x-100-ml-biopack-1204-z247b/>

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000120405	100 mL	PEAD	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso claro
Viscosidad copa ford nº4 a 20°C	130-180 seg Ford
Densidad (20°C)	1,020-1,040
Congelación a -20°C	Cumple