

2000151100

## DECOLORANTE (Repuesto para Gram) (Solución)

--- | --- | --- | ---



### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/decolorante-repuesto-para-gram-solucion-1511-q8vpy/>

### PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**  

**Consejos de Precaución:** P210, P240, P305 + P351 + P338, P403 + P233

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

**Declaraciones de Peligro:** H226, H319, H336

Líquidos y vapores inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000151108 | 1 000 mL     | PEAD            | En stock       |
| 2000151105 | 100 mL       | PEBD            | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis        | Especificación          |
|-----------------|-------------------------|
| Aspecto         | Líquido claro, incoloro |
| Densidad (20°C) | 0,800-0,820             |