



2000151200

## LUGOL (Repuesto para Gram) (Solución)

--- | --- | --- | ---

### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Apariencia::** Líquido pardo.

**Cambio de estado (aprox.):** Punto de Ebullición, 100 °C.

**Solubilidad Acuosa::** Miscible.

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/lugol-repuesto-para-gram-solucion-1512-x607m/>

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000151208 | 1 000 mL     | Vidrio          | En stock       |
| 2000151205 | 100 mL       | PEBD            | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis      | Especificación              |
|---------------|-----------------------------|
| Aspecto       | Líquido color marrón oscuro |
| Título (Iodo) | 0,30-0,40%                  |
| pH a 20°C     | 6,0-7,0                     |