

2000168300

## AZUL ALCIAN 8 GX (C.I. 74240)

$C_{56}H_{68}Cl_4CuN_{16}S_4$  | CAS [33864-99-2] | --- | EINECS 278-333-8



Imagen no disponible

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Fórmula de Hill:**  $C_{56}H_{68}Cl_4CuN_{16}S_4$

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 1298,88

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad:** 9,5 g/L en agua a 20 °C.

**Punto de Fusión:** 148°C

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000168303	25 g	Vidrio	En stock
2000168302	10 g	Vidrio	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino azul oscuro a azul violáceo
Título	? 75,0%
? máx.	615-630 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,90-1,05