

2000168300



AZUL ALCIAN 8 GX (C.I. 74240)

C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄ | CAS [33864-99-2] | --- | EINECS 278-333-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 1298,88
Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Solubilidad: 9,5 g/L en agua a 20 °C.
Punto de Fusión: 148°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000168303	25 g	Vidrio	En stock
2000168302	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino azul oscuro a azul violáceo
Título	? 75,0%
? máx.	615-630 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,90-1,05