



2000170700

# TINCIÓN DE PAS

--- | --- | --- | ---

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Usos Analíticos:** Aplicable en cortes histológicos o en frotis de sangre y medula osea. Destinada para a la tincion de linfocitos, mucopolisacarido

## DATOS TÉCNICOS

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/tincion-de-pas-kit-listo-para-usar-1707-mvqhs/>

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN     | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|------------------|-----------------|----------------|
| 2000170705 | Kit (2 x 100 mL) | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis             | Especificación |
|----------------------|----------------|
| Aptitud para tinción | Cumple         |