

2000180200

DILUYENTE PARA GLOBULOS ROJOS (Rec. Manual)

--- | --- | --- | ---



DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/diluyente-globulos-rojos-2-x-50-ml-rec-manual-1802-bgw2u/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000180204	50 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Densidad (20°C)	1,090-1,110
pH a 25°C	7,0-9,0