


2000181000

NUEVO AZUL DE METILENO (Solución Identificación de Reticulocito

$C_{18}H_{22}ClN_3S \cdot 1/2 ZnCl_2$ | --- | --- | ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{18}H_{22}ClN_3S \cdot 1/2 ZnCl_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 416,05

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/nuevo-azul-de-metileno-sol-x-25-ml-1810-a4kxe/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000181003	25 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color violeta oscuro
Densidad	1,000-1,020
pH	7,0-7,4
? máx.	585-635 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,00-1,50