

2000200000

## DETERGENTE NO-IONICO

--- / --- / --- / ---



### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/detergente-no-ionico-2000-5ix6b/>

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000200009	5 L	PEAD	En stock
2000200008	1 000 mL	PEAD	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso claro
Densidad (20°C)	1,0040-1,0070
pH solución 5%	5,0-8,0
Fosfatos (PO4)	0,002%