

2000930300

HISTOKIT FIBRAS ELASTICAS VERHOEFF

--- | --- | --- | ---



DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/fibras-elasticas-tecnica-de-verhoeff/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000930304	Kit (4 x 50 mL)	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aptitud para tinción	Cumple