

2000930700

HISTOKIT HIERRO PERLS

--- | --- | --- | ---



DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/histokit-hierro-perls-kit-x-100-det-9307-xyrtj/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000930705	Kit (3 x 100 mL)	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aptitud para tinción	Cumple