

2000936800

AZUL DE TOLUIDINA 1% (Solución)

--- | --- | --- | ---



DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/azul-de-toluidina-1-solucion-x-100-ml-9368-1d1i1/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000936805	100 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido azul-violáceo
Densidad (20°C)	1,000-1,020
pH a 25°C	2,5-5,5
? máx.	625-635 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,05-1,15