

2000938600



REACTIVO DE SCHIFF (Para detección de aldehídos)

--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para detección de aldehídos.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000938605	100 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro incoloro a amarillo amarronado
Aptitud para determinación de aldehídos	Cumple