



2000942600

## POTASIO BIFTALATO p.a.

$C_8H_5KO_4$  | CAS [877-24-7] | --- | EINECS 212-889-4

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Fórmula de Hill:**  $C_8H_5KO_4$   
**Usos Analíticos:** Estándar acidimétrico.  
**Bibliografía:** A.C.S. 10th Ed.

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 204,23  
**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C  
**Solubilidad Acuosa:** 10 g en 100 mL a 25 °C.  
**Punto de Fusión:** 295°C, con descomposición.  
**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/potasio-biftalato-p-a-9426-ytd6r/>

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000942607 | 500 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000942606 | 250 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000942605 | 100 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000942608 | 1 000 g      | PEAD            | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                  | Especificación |
|---------------------------|----------------|
| Aspecto                   | Sólido blanco  |
| Título                    | ? 99,5%        |
| Materia insoluble         | 0,005%         |
| Hierro (Fe)               | 5 ppm          |
| Metales pesados (como Pb) | 5 ppm          |
| Sodio (Na)                | 0,01%          |