

2000943800

## ACEITE LUBRICANTE PARA MICROTOMOS

--- / --- / --- / ---



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Usos Analíticos:** Aceite lubricante para micrótomos rotativos y deslizantes.

### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000943805	125 mL	PET	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro viscoso
Densidad (15°C)	0,820-0,860
Viscosidad cst.40°C	12,2-17,0
Neutralidad	Cumple