



2000947000

ESTAÑO METALICO GRANULAR p.a.

Sn | CAS [7440-31-5] | --- | EINECS 231-141-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Sn
Usos Analíticos: Agente Reductor.
Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 118,71
Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Punto de Fusión:: 232 °C
Solubilidad Acuosa:: Insoluble
Malla:: ASTM 6/8.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000947004	50 g	Vidrio	En stock
2000947005	100 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Granallas color gris plata
Título	? 99,5%
Antimonio (Sb)	0,02%
Cobre (Cu)	0,05%
Hierro (Fe)	0,05%
Plomo (Pb)	0,05%