

2000951500

## ACIDO ACETICO Solución 1 N (1 mol/L)

--- | --- | --- | EINECS 200-580-7



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Bibliografía:** A.C.S. Edición 10th Ed.

### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000951508 | 1 000 mL     | PEAD            | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis | Especificación          |
|----------|-------------------------|
| Aspecto  | Líquido claro, incoloro |
| Título   | 1,0000 N $\pm$ 0,0050   |