

2000951800

SOLUCION BUFFER ACETATO pH 3.50 (25°C)

Imagen no disponible

--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Límite de metales pesados.

Bibliografía: Farmacopea Argentina VII Ed. Pág. 237.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Líquido transparente.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P302 + P352, P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H290, H315, H319, H335

Puede ser corrosivo para los metales.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000951808	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
pH a 25°C	3,50 ± 0,03