



2000954100

## FLORISIL® MALLA 60-100 PARA CROMATOGRAPHIA EN COLUMNA

--- | CAS [1343-88-0] | --- | EINECS 215-681-1

### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa::** Insoluble a 20°C.

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000954105 | 100 g        | PEAD            | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                           | Especificación    |
|------------------------------------|-------------------|
| Aspecto                            | Polvo fino blanco |
| pH ( 5% en agua)                   | 8,0-10,0          |
| Tamaño de partícula (malla 60-100) | ? 90%             |