



2000955300

## ACIDO 1-HEPTANOSULFONICO SAL SODICA H.P.L.C. (I.P.C.)

*C<sub>7</sub>H<sub>15</sub>NaO<sub>3</sub>S* | CAS [22767-50-6] | --- | EINECS 245-210-5

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Fórmula de Hill:** C<sub>7</sub>H<sub>15</sub>NaO<sub>3</sub>S  
**Usos Analíticos:** Para apareamiento Iónico.

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 202,25  
**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C  
**Solubilidad Acuosa:** Soluble a 20°C.  
**Punto de Fusión:** > 300°C

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000955303 | 25 g         | Vidrio          | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                   | Especificación          |
|----------------------------|-------------------------|
| Aspecto                    | Polvo cristalino blanco |
| Título                     | ? 99,0%                 |
| Pérdida por secado a 120°C | máx. 2,0%               |

### ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

| Análisis  | Especificación |
|-----------|----------------|
| 200 ?(nm) | mín. 70%       |
| 220 ?(nm) | mín. 90%       |
| 250 ?(nm) | mín. 98%       |