

2000956200



## 2,2'-BIPIRIDINA p.a. (A.C.S.)

$C_{10}H_8N_2$  | CAS [366-18-7] | --- | EINECS 206-674-4

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** 2,2'-Bipiridilo, 2,2'-Dipiridilo

**Fórmula de Hill:**  $C_{10}H_8N_2$

**Usos Analíticos:** Para determinación de iones ferrosos.

**Bibliografía:** A.C.S. 10th Ed.

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 156,19

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** Soluble en unas 200 partes de agua.

**Punto de Fusión:** 70°C

**Punto de Ebullición:** 272-273°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/22-bipiridina-p-a-a-c-s-9562-x2lsm/>

### PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P260, P280, P302 + P352

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

**Declaraciones de Peligro:** H301 + H311

Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel.

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000956203 | 25 g         | Vidrio          | En stock       |
| 2000956202 | 10 g         | Vidrio          | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                              | Especificación          |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Aspecto                               | Polvo cristalino blanco |
| Punto de fusión                       | ? 70°C                  |
| Claridad y absorbancia de la solución | Cumple                  |
| Sensibilidad al ión ferroso           | Cumple                  |