

2000970300

## L-METIONINA p.a.

$C_5H_{11}NO_2S$  | CAS [63-68-3] | --- | EINECS 200-562-9



Imagen no disponible

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Acido (S)-2-Amino-4-(Metiltio) Butírico, Acido (S)-2-Amino-4-(Metilmercapto) Butírico, Met

**Fórmula de Hill:**  $C_5H_{11}NO_2S$

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 149,21

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** 48 g/L a 20 °C.

**Punto de Fusión:** 280-285°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/l-metionina-p-a-9703-bz0bx/>

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000970303	25 g	Vidrio	En stock
2000970305	100 g	PEAD	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo blanco nacarado
Título sobre base seca	99,0-101,0%
Apariencia de la solución	Solución clara
pH al 2% en agua	5,4-6,1
Identificación	Cumple
Cloruro (Cl)	200 ppm
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	200 ppm
Cenizas sulfúricas	0,1%
Pérdida por secado	0,5%