



2000974300

CARBON ACTIVADO p.a.

C | CAS [7440-44-0] | --- | EINECS 231-153-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Carbón Activo
Fórmula de Hill: C

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 12,01
Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Solubilidad Acuosa:: Insoluble.
Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/carbon-activado-p-a-9743-nitze/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000974307	500 g	PEAD	En stock
2000974306	250 g	PEAD	En stock
2000974305	100 g	PEAD	En stock
2000974308	1 000 g	Cuñete + PE	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino negro
Acido o base tituable	Cumple
Cloruro (Cl)	Cumple
Sulfato (SO4)	Cumple