



2000976200

## ACIDO L-ASPARTICO p.a.

$C_4H_7NO_4$  | CAS [56-84-8] | --- | EINECS 200-291-6

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Acido-(S)-(+)-Aminosuccínico, Acido-(S)-(+)-Aspártico, Acido asparagínico

**Fórmula de Hill:**  $C_4H_7NO_4$

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 133,10

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** 5 g/L en agua a 20 °C.

**Punto de Fusión:** 270°C (descomposición)

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-l-aspartico-p-a-9762-1gnab/>

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000976204 | 50 g         | Vidrio          | En stock       |
| 2000976206 | 250 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000976205 | 100 g        | PEAD            | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                  | Especificación                |
|---------------------------|-------------------------------|
| Aspecto                   | Polvo cristalino color blanco |
| Título                    | 98,5-101,5%                   |
| Apariencia de la solución | Solución clara                |
| Identificación            | Cumple                        |
| Cloruro (Cl)              | 200 ppm                       |
| Sulfato (SO4)             | 300 ppm                       |
| Pérdida por secado        | 0,5%                          |
| Cenizas sulfúricas        | 0,1%                          |