

2000976400

## L-ARGININA MONOCLORHIDRATO p.a.

$C_6H_{15}ClN_4O_2$  | CAS [1119-34-2] | --- | EINECS 214-275-1



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Acido-2(S)-Amino-5-Guanidinovalérico mono-Clorhidrato, (S)-(+)-Arginina mono-Clorhidrato .

**Fórmula de Hill:**  $C_6H_{15}ClN_4O_2$

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 210,66

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** 730 g/L a 20 °C.

**Punto de Fusión:** 218°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/l-arginina-monoclorhidrato-p-a-9764-8rrp8/>

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000976403	25 g	Vidrio	En stock
2000976404	50 g	PEAD	En stock
2000976405	100 g	PEAD	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco o casi blanco
Título sobre base seca	98,5-101,0%
Apariencia de la solución	Solución clara
Identificación	Cumple
Sulfato (SO4)	300 ppm
Pérdida por secado	0,5%
Residuo después de ignición	0,1%