

2000981300

ACIDO SULFURICO Solución 0,5 N (0,25 mol/L)

--- | --- | --- | EINECS 231-639-5



DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P234, P390

Conservar únicamente en el recipiente original.

Absorber el vertido para que no dane otros materiales.

Declaraciones de Peligro: H290

Puede ser corrosivo para los metales.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000981309	5 L	PEAD	En stock
2000981308	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título a 25°C	0,5000 N ± 0,0025