



2000983000

## SUDAN III (C.I. 26100)

*C<sub>22</sub>H<sub>16</sub>N<sub>4</sub>O* | CAS [85-86-9] | --- | EINECS 201-638-4

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** 1-(4-(Fenilazo) Fenilazo)-2-Naftol, Rojo Aceite AS, Rojo Aceite B, Rojo Acetite 3, Solvent Red 23, Sudán G, Tony Red  
**Fórmula de Hill:** C<sub>22</sub>H<sub>16</sub>N<sub>4</sub>O

### DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 352,40  
**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C  
**Punto de Fusión:** 199°C (se descompone)  
**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sudan-iii-c-i-26100-9830-1x285/>

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000983003 | 25 g         | Vidrio          | En stock       |
| 2000983002 | 10 g         | Vidrio          | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                          | Especificación                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aspecto                           | Polvo rojo ligeramente amarronado |
| ? máx.                            | 508-512 nm                        |
| Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15) | 0,94-1,01                         |