

2000985900

## SOLUCION BUFFER pH 1.00 (25°C)

--- / --- / --- / ---



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Usos Analíticos:** Para calibrado de aparatos de medición de pH. Uso industrial.

### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

### DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000985908	1 000 mL	PEAD	En stock

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
pH a 25°C	1,00 ± 0,03