



2000986600

## SOLUCION BUFFER pH 12.00 (25°C)

--- | --- | --- | ---

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Usos Analíticos:** Para calibrado de aparatos de medición de pH. Uso industrial.

### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/solucion-buffer-ph-12-00-25c-9866-hyc9/>

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000986608 | 1 000 mL     | PEAD            | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis  | Especificación           |
|-----------|--------------------------|
| Aspecto   | Líquido claro e incoloro |
| pH a 25°C | 12,00 ± 0,03             |