

2000991800

SILICONA PARA ALTO VACIO

Imagen no disponible

--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Grasa siliconada

Usos Analíticos: PARA SELLAR UNIONES Y LUBRICAR MECANISMOS (DESECADORES, ROBINETES, MICROPIPETAS AUTOMATICAS, J

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/silicona-para-alto-vacio-x-50-g-9918-2kubt/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000991804	50 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Blanco translucido
Densidad relativa a 25°C	0,99-1,01
Penetración a 25°C	175-205