

2000991800

SILICONA PARA ALTO VACIO

Imagen no disponible



--- / --- / --- / ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Grasa siliconada

Usos Analíticos: PARA SELLAR UNIONES Y LUBRICAR MECANISMOS (DESECADORES, ROBINETES, MICROPIPETAS AUTOMATICAS, J

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/silicona-para-alto-vacio-x-50-g-9918-2kubt/>

DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000991804 | 50 g | PEAD | En stock |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis | Especificación |
|--------------------------|--------------------|
| Aspecto | Blanco translucido |
| Densidad relativa a 25°C | 0,99-1,01 |
| Penetración a 25°C | 175-205 |