



2000994100

ACIDO 1-HEXANOSULFONICO SAL SODICA H.P.L.C. (I.P.C.)

$C_6H_{13}NaO_3S$ | CAS [2832-45-3] | --- | EINECS 220-601-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio 1-Hexanosulfonato
Fórmula de Hill: $C_6H_{13}NaO_3S$
Usos Analíticos: Reactivo en análisis. Para apareamiento iónico.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 188,22
Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000994103	25 g	Vidrio	En stock
2000994105	100 g	Vidrio	En stock
2000994102	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino cristalino blanco
Título	? 98,0%
Pérdida por secado	? 2,0%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
200 ?(nm)	mín. 70%
220 (nm)	mín. 90%
250 ?(nm)	mín. 98%